



One-Step IVF® Catheter



- カテーテルは粘膜への刺激が少なく損傷が軽微なシリコン製です。
- 体外受精や顕微授精した胚の移植用に、先端部に親水性コーティングを施したカテーテルです。

先端の形状と製品ラインナップ

One-Step IVF® Catheter I型



先端から100mmまで、170mmから200mmまで10mm毎にマーキング
(先端から50mmはダブルマーク、先端から70mmはリングマーク)




製品番号	呼称	規格(硬度)	外径(mm)	全長(mm)	包装単位
0197712	One-Step IVF® カテーテル	I型スタンダード	2.0	400	1本/袋
0197713		I型ハード			5本/箱

ガンマ線滅菌済 単回使用

One-Step IVF® Catheter II型(ペンシルタイプ)



先端から100mmまで、170mmから200mmまで10mm毎にマーキング
(先端から50mmはダブルマーク、先端から70mmはリングマーク)



製品番号	呼称	規格(硬度)	外径(mm)	全長(mm)	包装単位
0197722	One-Step IVF® カテーテル	II型スタンダード	2.0	400	1本/袋
0197723		II型ハード			5本/箱

ガンマ線滅菌済 単回使用

産科・婦人科領域

不妊治療用 IVF カテーテル ダイジェストカタログ

IVF Catheter Digest Catalog

販売名：IVF カテーテル A
 一般的名称：胚移植用カテーテル
 クラス分類：管理医療機器
 医療機器認証番号：222ADBZX00090000

※使用上の注意に関しては、右記 QR コードより電子添文にてご確認ください。
 ※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



発売元
富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>




代理店

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14 | TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907 |
| 札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2 | TEL (011) 211-0751 FAX (011) 211-0783 |
| 仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1 | TEL (022) 748-4201 FAX (022) 748-4204 |
| 大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 | TEL (048) 729-6480 FAX (048) 644-9004 |
| 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14 | TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907 |
| 名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6 | TEL (052) 265-9221 FAX (052) 265-9225 |
| 大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町1-3-5 | TEL (06) 6943-8404 FAX (06) 6943-1425 |
| 広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10 | TEL (082) 555-8091 FAX (082) 227-4255 |
| 福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40 | TEL (092) 262-6777 FAX (092) 262-6770 |




IVFカテーテル Ⅲ型 4Fr





- カテーテルは粘膜への刺激が少なく損傷が軽微なシリコン製です。
- 超音波による位置確認のため、カテーテル（製品番号：0197421のみ）と外筒管先端部は金属製のエコーマーク付です。
- カテーテルと外筒管には挿入深度の調整が可能なシリコン製ストップパを装着しています。
- 併用する外筒管は滑らかな挿入で操作効率を高めます。
- 外筒管先端は親水性コーティングが施されています。（製品番号：0197425のみ）

先端の形状と製品ラインナップ


IVFカテーテルⅢ型 4Fr



先端から70mmまで、190mmから260mmまで10mm毎にマーキング（先端から190mmはリングマーク）




先端から70mmまで、190mmから260mmまで10mm毎にマーキング（先端から190mmはリングマーク）




製品番号	呼称	内／外径 (mm)	全長 (mm)	包装単位
0197421	IVFカテーテルⅢ型 4Fr エコーマーク有り	0.5 / 1.3	400	5本／箱
0197422	IVFカテーテルⅢ型 4Fr エコーマーク無し			

ガンマ線滅菌済 単回使用



0197425は先端親水性コーティング有



※ 付属の金属芯入りスタイレットで外筒管の角度を任意に調整できます。

製品番号	呼称	内／外径 (mm)	全長 (mm)	ストップパ	包装単位
0197425	外筒管 Ⅲ型 4Fr 専用 先端親水性コーティング有り	1.5 / 2.0	190	白色	5本／箱
0197426	外筒管 Ⅲ型 4Fr 専用 先端親水性コーティング無し			青色	

ガンマ線滅菌済 単回使用


IVFカテーテル




- カテーテルは粘膜への刺激が少なく損傷が軽微なシリコン製です。
- 同梱のグリップチューブを胚吸引時まで使用することで、細菌等のコンタミネーションを予防します。
- Ⅱ型の先端は先細ペンシルタイプ加工で、胚の吸引を容易に行えます。また、先端から1cm部分に2ヶ所の溝加工（エコーマーク）を施していますので、超音波画像下での先端位置の視認性を高めています。
- Ⅲ型と外筒管付はカテーテルの滑り特性を向上させ、操作性の良いものとなっています。

先端の形状と製品ラインナップ

IVFカテーテルⅠ型



先端から100mmまで、170mmから200mmまで10mm毎にマーキング（先端から50mmはダブルマーク、先端から70mmはリングマーク）




製品番号	呼称	規格 (硬度)	外径 (mm)	全長 (mm)	包装単位
0197102	IVFカテーテルⅠ型	No.2 (スタンダード)	2.0	400	1本／袋 5本／箱
0197103		No.3 (ハード)			
0197106		No.6 (ハード)	2.5		

ガンマ線滅菌済 単回使用

IVFカテーテルⅡ型(ペンシルタイプ)



先端から100mmまで、170mmから200mmまで10mm毎にマーキング（先端から50mmはダブルマーク、先端から70mmはリングマーク）




製品番号	呼称	規格 (硬度)	外径 (mm)	全長 (mm)	包装単位
0197202	IVFカテーテルⅡ型	No.2 (スタンダード)	2.0	400	1本／袋 5本／箱
0197203		No.3 (ハード)			

ガンマ線滅菌済 単回使用

IVFカテーテルⅢ型 ストッパー付




先端から70mmまで、190mmから260mmまで10mm毎にマーキング（先端から70mmはリングマーク）



製品番号	呼称	規格 (硬度)	外径 (mm)	全長 (mm)	包装単位
0197302	IVFカテーテルⅢ型	スタンダード	2.0	400	1本／袋 5本／箱

ガンマ線滅菌済 単回使用

IVFカテーテルⅢ型専用 外筒管



製品番号	呼称	規格 (硬度)	外径 (mm)	全長 (mm)	包装単位
0197312	外筒管 チップ無し	—	2.7	190	1本／袋 5本／箱

ガンマ線滅菌済 単回使用